

Therapiesicherheit /
Therapy safety
by...



Infusions - Filtersysteme ***Infusion - Filter Systems***

RoweFil

RowePaed

RowePaed M

RoweEpiflow

Produktgeneration

Infusionsfilter

für das Fluidmanagement

Product generation

Infusion filter

for fluid management

Infusionsfilter zur Zurückhaltung von Partikeln, Bakterien, Pilzen, Mikroorganismen und der Bindung von Endotoxinen sowie der Abscheidung von Luftblasen bei der Infusionstherapie

Infusion filter for retention of particles, bacteria, fungi and micro-organisms and binding of endotoxins as well as precipitation of air bubbles

- Gutes Füllverhalten mit guter Entlüftung
- Kleines Füllvolumen
- Transparente Filtergehäuse
- Hoher Gehäuseberstdruck
- Latex- und PVC- frei

- *Good priming & ventilation characteristics*
- *Low priming volume*
- *Transparent filter housings*
- *High burst pressure of housings*
- *Latex- and PVC- free*



RowePaed M
Pädiatrie
Paediatrics



RowePaed
Pädiatrie
Paediatrics



RoweEpiflow
Epiduralanästhesie
Epidural anesthesia



RoweFil
Infusionsflachfilter
Infusion filter

Infusionsfilter <i>Infusion filter</i>	Artikel Nr. <i>Article no.</i>	Porengröße <i>Pore size</i>	Filterfläche <i>Filter area</i>	Entlüftungsmembran <i>Ventilation membrane</i>
RoweFil 120	A-2356	0.2 µm Nylon +	13.5 cm ²	0.02 µm PTFE
RoweFil 48	A-2357	0.2 µm PET	13.5 cm ²	0.02 µm PTFE
RoweFil 24	A-2358	1.2 µm PET	13.5 cm ²	0.02 µm PTFE
RowePaed	A-6600	0.2 µm Nylon +	4 cm ²	0.02 µm PTFE
	A-6602	0.2 µm PET	4 cm ²	0.02 µm PTFE
	A-6601	1.2 µm PET	4 cm ²	0.02 µm PTFE
RowePaed M	A-2369	0.2 µm Nylon +	2.3 cm ²	0.02 µm PTFE
	A-6501/04	0.2 µm Nylon +	2.3 cm ²	0.02 µm PTFE
RoweEpiflow	A-6700	0.2 µm Nylon +	4 cm ²	-
	A-6702	0.2 µm PET	4 cm ²	-

Individuelle Kundenwünsche können problemlos realisiert werden
Individual customer requirements can easily be realized

Headquarters: RoweMed AG · Juri-Gagarin-Ring 4 · 19370 Parchim / Germany · www.rowemed.de · info@rowemed.de
Sales Western Europe: RoweMed AG · Bahnhofstrasse 11 · 34212 Melsungen / Germany · Tel.: +49 (0) 5661 920 956 · Fax: +49 (0) 5661 920 957
Sales Eastern Europe: RoweMed AG · Žižkova 12 · 37122 České Budějovice / Czech Republic · Tel. / Fax: +420 386 355 053

